



## A segurança do paciente é nossa prioridade!

Por este motivo todos os nossos acessórios, partes e peças são submetidos a testes rigorosos de segurança e confiabilidade, sendo projetados para atender às mais rigorosas normas de segurança internacionais.

Apresentamos neste catalogo os principais acessórios para uso com os equipamentos Vyairé Medical.

Entre em contato conosco e solicite a sua proposta.

### - Atendimento -

De segunda a sexta, das 8h às 17h.

Telefone: 11 4615-9300

E-mail: [gmb-bra10-atendimento-br@vyaire.com](mailto:gmb-bra10-atendimento-br@vyaire.com)

**Vyairé Medical**  
Rua Santa Mônica, 980 - Pq. Industrial San José  
Cotia - SP - Brasil - 06715-865

## *Catálogo de Acessórios*



## Sistema Infant Flow LP™ para iX5

O iX5 agora oferece os modos Bifásico e CPAP compatíveis com o gerador, máscaras e prongas do sistema Infant Flow LP™.

## Sistema Infant Flow LP™

Menor trabalho respiratório para um melhor resultado clínico.



O sistema Infant Flow LP™ Bifásico aliado ao Ventilador Pulmonar iX5™ pode ajudar a manter os pacientes neonatais sem ventilação invasiva e melhorar os resultados diminuindo o tempo de internação e as lesões nasais.

### O Sistema Infant Flow LP™ tem demonstrado que:

Diminui a necessidade de intubação em **78%<sup>1</sup>**

**40% menos dias** em suporte respiratório em pacientes tratados com o modo Bifásico<sup>2</sup>

**47% dos neonatos** requerem menos oxigênio comparado ao nCPAP convencional<sup>2</sup>

#### Geradores e Circuitos



#### Capacetes Cefálicos



#### Tiras de Fixação



#### Prongas Nasais



#### Máscaras Nasais



Consulte-nos sobre os códigos e tamanhos disponíveis dos acessórios Infant Flow LP™

O Sistema Infant Flow LP™ já está disponível para a última versão do iX5. Caso seu equipamento não apresente os modos para aplicação deste sistema, você pode realizar o UpGrade! Consulte-nos para maiores informações.

## Acessórios para iX5 / Inter 7 Plus

**Diafragma**  
130.01362A\*



**Válvula de Exalação**  
177.00437\*

### ENTENDA A IMPORTÂNCIA DO DIAFRAGMA E VÁLVULA DE EXALAÇÃO NO VENTILADOR PULMONAR

**VOCÊ SABIA** que o diafragma e a válvula de exalação são responsáveis pela pressurização do sistema de ventilação e por manter a pressão na via aérea do paciente de acordo com o valor programado?

## Acessórios Comuns

### Sensor de Fluxo Expiratório



**Sensor Expiratório**  
179.00734\*  
(iX5/Inter 7 Plus)

### Sensores de Fluxo Proximais



**Sensor Neonatal**  
136.00347\*  
(iX5/Inter 7 Plus/Linha Plus)




**Sensor Pediátrico**  
136.00311\*  
(iX5/Inter 7 Plus/Linha Plus)



**Sensor Adulto**  
136.00310\*  
(iX5/Inter 7 Plus/Linha Plus)  
Obs.: O sensor adulto não é utilizado nas últimas versões do iX5. Consulte-nos para informações.

**DICA!** No corpo do sensor de fluxo são encaixados dois tubos. Após o processo de esterilização verifique sempre se os tubos estão encaixados corretamente no corpo do sensor, conforme abaixo:



### Circuitos Paciente



100.19000\* – Neonatal /Pediátrico com Dreno  
100.21000\* – Pediátrico/Adulto com Dreno

Consulte-nos sobre circuito sem dreno e partes avulsas

### TGI



**Conector Para TGI**  
100.00202\*

### Nebulização



**Kit Nebulização Adulto**  
303.00115



**Conexão T Neo/Ped**  
100.00058

## Acessórios para Linha Plus



**Diafragma (Linha Plus)**  
130.01362\*



**Válvula de Exalação (Linha Plus)**  
150.00550\*

## Acessórios para Umidificadores



**Sensor temperatura Misty 3**  
134.00070



**Jarra Misty 3**  
134.00400\*

Consulte-nos sobre acessórios para outros modelos de umidificadores

## Blender



**Blender**  
131.00950



**Mangueira de O2**  
408.00002



**Mangueira de Ar**  
408.00003

Apenas com o uso de acessórios originais é possível assegurar o correto desempenho do equipamento. A utilização de acessórios não originais contraria a Resolução da ANVISA RDC No.16:2013

Somente a **Vyaire Medical** oferece os acessórios originais para garantir a performance do equipamento assim como a segurança do paciente e do operador.

\* Acessórios esterilizáveis. A Vyaire Medical recomenda não mais que 50 ciclos de esterilização, conforme preconizado nos Manuais de Operação dos equipamentos.

#### Referências

1 Swietlinski J., Pediatric Critical Care Medicine 2007;8(2):109-114.  
2 Lista G., et al. Nasal CPAP vs. bilevel nasal CPAP in preterms with RDS: A randomized control study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2010;95:F85-F89.